

## Ortodoncia Invisible: Invisalign

El ortodoncista y el paciente pueden **revisar el tratamiento de ortodoncia** a través de una **simulación virtual** conocida como **ClinCheck**. El **ClinCheck** muestra el **resultado final** planificado por el ortodoncista y las **diferentes etapas** del movimiento dental desde el inicio al final.

¿Cómo se genera el ClinCheck? Mediante un **escaneado tomográfico digital** de las **impresiones de silicona** del paciente se genera por ordenador un **modelo tridimensional** de la boca y los dientes. Luego, los técnicos en Align Technology individualizan los dientes del modelo digital y los mueven a las posiciones finales prescritas por el ortodoncista. A continuación, y mediante un software dedicado, se **simulan los movimientos de los dientes por etapas**. El ortodoncista revisa la simulación, **ClinCheck**, vía internet, y aprueba o modifica el tratamiento.

No existe en la actualidad, para ninguna de las técnicas de aparatología disponibles hoy en día, una **herramienta de simulación** del tratamiento de ortodoncia parecida al **ClinCheck**.